



Anleitung zur Stuhlprobengewinnung



Stuhlröhrchen



Stuhlfänger




Sicherheitstasche
mit Absorber



Anforderungsschein





Beschriften Sie die Röhrchen mit Namen, Geburtsdatum, Uhrzeit und Datum der Probennahme. Bitte vermerken Sie den Zeitpunkt der Probennahme auch auf dem Anforderungsschein.




Auffangen des Stuhls

- Stuhlfänger so auf der Toilettenbrille befestigen, dass er leicht durchhängt
- **Der Stuhl darf nicht mit dem Wasser oder Reinigungslösungen in Berührung kommen!**
- Stuhlfänger nach der Probenentnahme im WC entsorgen.



- Stuhl von mehreren Stellen abnehmen
- Röhrchen bitte zu zwei Dritteln befüllen




- Stuhl im Röhrchen mit dem Stuhllöffel durchmischen
- Stuhlröhrchen fest verschließen
- zweites Stuhlröhrchen, wenn vorhanden, ebenfalls nach Anleitung befüllen

Versand der Stuhlproben

- **Bitte unbedingt Entnahmedatum und Uhrzeit auf Schein und Röhrchen vermerken!**
- Sollte Ihren Unterlagen Barcodeetiketten beiliegen, kleben Sie bitte ein Etikett auf jedes Stuhlröhrchen. Das Etikett mit der Aufschrift „Schein“ kleben Sie bitte auf den Anforderungsschein. Überschüssige Etiketten verwerfen.
- Röhrchen zusammen mit dem Absorber in die Sicherheitstasche stecken
- Sicherheitstasche durch Umschlagen der Klebefläche fest verschließen
- Anforderungsschein unterschreiben
- Anforderungsschein falten und in die Rückentasche der Sicherheitstasche stecken
- Proben spätestens am Folgetag in die Praxis zurückbringen, von dort werden sie per Kurier ins Labor versandt.
- Proben bei Raumtemperatur lagern

Bitte senden Sie keine Proben vor gesetzlichen Feiertagen ein.

Bei Fragen zum Probenversand erreichen Sie uns unter **Tel. +49 30 77001-450**.



IMD Berlin MVZ

Nicolaistraße 22
12247 Berlin (Steglitz)

Tel. +49 30 77001-700
Fax +49 30 77001-709

mikrobiom-labor@imd-berlin.de
imd-berlin.de

IMD
Labor Berlin

inflammatio
Akademie
ONLINEFORTBILDUNG
www.inflammatio.de